

低溫（恆溫）迴轉式振盪培養箱—雙層直立式

NEW



◀ LM-2570

特點說明

- 內部SUS304不銹鋼製，外殼鐵皮粉體塗裝烤漆
- 內裝照明，可以清楚檢視內部情況
- 壓縮機具有停電延遲啟動及定時除霜設計，採用環保冷媒R134a
- 附有安全觸控開關，在打開儀器門時會自動停止晃動
- 振盪器採三點重力平衡轉動。慢速啟動。運轉安靜平穩無聲
- 中央開有三層透視強化玻璃窗，內裝照明，便於由外觀測內部情形
- 長久耐用及振盪系統工作穩定使用無碳刷AC馬達
- 過高過低溫保護，送風循環，使內部溫度分佈均勻
- 上下雙層溫度各自獨立控制，容量大，節省空間

規格型號	LME-180	LM-2570D	LM-2570RD	LM-2575D	LM-2575RD
振 盪 平 台	雙層-(上層振盪/下層無振盪)	單層		雙層	
溫 度 範 圍	0℃ ~70℃	室溫 +5℃ ~ 70℃	0℃ ~70℃	室溫 +5℃ ~70℃	0℃ ~ 70℃
溫度精確度	±0.1℃(面板顯示)/均溫度±1.5~2℃				
溫 度 控 制	PID微電腦.雙銀幕顯示實際與設定溫度				
溫 度 顯 示	LED 液晶數字顯示				
振 盪 速 度	20 ~250 r.p.m.			20 ~150 r.p.m.	
振 幅	25mm				
計 時 器		999時 / 999分 / 999秒			
加 熱 器		900W*2組			
冷 卻 能 力	0℃ ~70℃	無	1/4馬力	無	1/4馬力
容 量(L)	175L*2				
振盪盤尺寸	640x440mm				
內部尺寸(WxDxH)	700x500x500 mm				
外部尺寸(WxDxH)	780x690x1720 mm				
附件 / 架子	1(可調整)			無	
重 量(Kg)		255	260	265	270

三角夾尺寸

型號 / 尺寸	125ml	250ml	500ml	1000ml	2000ml	3000ml	4000ml	5000ml
LM-2570D (RD)	40	28	20	12	6	6	2	2
LM-2575D (RD)	40 x 4組	20 x 4組	28 x 4組	-	-	-	-	-