

低溫（恆溫）迴轉式振盪培養箱—直立式



特點說明

- 內部SUS304不銹鋼製，外殼鐵皮粉體塗裝烤漆
- 內裝照明，可以清楚檢視內部情況
- 壓縮機具有停電延遲啟動及定時除霜設計，採用環保冷媒R134a
- 附有安全開關，在打開儀器門時會自動停止晃動
- 振盪器採三點重力平衡轉動。慢速啟動。運轉安靜平穩無聲
- 中央開有三層透視強化玻璃窗，便於由外觀測內部情形
- 長久耐用及振盪系統工作穩定使用無碳刷AC馬達
- 過高過低溫保護，送風循環，使內部溫度分佈均勻



▲ LM-570

► M-575

規格 型號	LM-80D	LM-80DR	LM-570D	LM-570RD	LM-575RD/LM-575D
振 盪 平 台	單層				雙層
度 範 圍	室溫 +5℃ ~70℃	0℃ ~ 70℃	室溫 +5℃ ~ 70℃	0℃ ~ 70℃	0℃ ~ 70℃/室溫 +5℃~70℃
溫度精確度	±0.1℃(面板顯示)均溫度±1.5~2℃				
溫 度 控 制	PID 微電腦.雙銀幕顯示實際與設定溫度				
溫 度 顯 示	LED 液晶數字顯示				
振 盪 速 度	20 ~300 r.p.m		20~300 r.p.m		20~150 r.p.m
照 明 裝 置	LED 4W				
振 幅	25mm				
計 時 器	999 時 / 999 分 / 999 秒				
加 熱 器	900W				
冷 卻 能 力	無	1/4 馬力	無	1/4 馬力	1/4 馬力/無
容 量(L)	80		150		
振盪盤尺寸	440x340mm		480x380mm		
內部尺寸(WxDxH)	500x400x400mm		600x500x500mm		
外部尺寸(WxDxH)	585x595x768 mm		680x690x890 mm		
附 件/ 架 子	1(可調整)				無
重 量 (Kg)	89	91	98	104	110/125

規格尺寸	125ml	250ml	500ml	1000ml	2000ml	3000ml	4000ml	5000ml
LM-80D (DR)	24	12	9	4	2	1		
LM-570D(RD)	30	20	12	6	5	4	2	1
LM-575D(RD)	30*2 組	18*2 組	12*2 組	---	---	---	---	---

50Hz/60Hz