

# 低溫（恆溫）迴轉式振盪培養箱一臥式

## 特點說明

- 內部SUS304不銹鋼製，外殼鐵皮粉體塗裝烤漆
- 壓縮機具停電延遲啟動及定時除霜設計，採用環保冷R134a
- 中央開有三層透視玻璃窗，內裝照明，便於由外觀測內部情形
- 附有安全開關，在打開儀器門時會自動停止晃動
- 振盪器採三點重力平衡轉動。慢速啟動。運轉安靜平穩無聲
- 長久耐用及振盪系統工作穩定使用無碳刷AC馬達
- 過高過低溫保護裝置，送風循環，使內部溫度分佈均勻



▲ LM-530

## 規格說明

| 規 格 / 型 號    | LM-510D               | LM-510RD    | LM-530D             | LM-530RD    |
|--------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 溫 度 範 圍      | 室溫+5°C to 70°C        | 0°C to 70°C | 室溫+5°C to 70°C      | 0°C to 70°C |
| 溫度精確度        | ±0.1°C                |             |                     |             |
| 溫 度 控 制      | PID 微電腦雙螢幕顯示實際與設定溫度   |             |                     |             |
| 溫 度 顯 示      | LED 液晶數字顯示            |             |                     |             |
| 振 盪 速 度      | 20~250 r.p.m          |             |                     |             |
| 振 幅          | 50 mm                 |             |                     |             |
| 計 時 器        | 999 時 / 999 分 / 999 秒 |             |                     |             |
| 加 熱 器        | 1200 W                |             |                     |             |
| 照 明 裝 置      | 日光燈 20 W              |             |                     |             |
| 冷 卻 能 力      | 無                     | 1/4 HP      | 無                   | 1/3 HP      |
| 容 量          | 205 L                 | 205 L       | 381 L               | 381 L       |
| 振盪盤尺寸        | 600 x 480 mm          |             | 960 x 600 mm        |             |
| 拉 門          | 有拉門                   |             | 有拉門                 |             |
| 內部尺寸 (WxDxH) | 680 x 560 x 540 mm    |             | 1040 x 680 x 540 mm |             |
| 外部尺寸 (WxDxH) | 1010 x 640 x 870 mm   |             | 1370 x 760 x 870 mm |             |
| 重 量          | 160 kg                | 200 kg      | 270 kg              | 300 kg      |

## 角夾尺寸

| 規 格 / 型 號   | 125ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 3000ml | 4000ml | 5000ml |
|-------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LM-510D (R) | 48    | 30    | 20    | 12     | 9      | 6      | 6      | 4      |
| LM-530D (R) | 96    | 60    | 40    | 24     | 15     | 15     | 12     | 8      |

電 源 : 110V/220V 50Hz/60Hz