

# 恆溫培養箱

## 特點說明

- 內部SUS304不鏽鋼材質,外殼鐵皮粉體塗裝烤漆
- 中央開有三層透視強化玻璃,便於由外觀測內部情形
- 有計時器功能
- 馬達採用不鏽鋼軸心
- 採用岩棉保溫



## 規格說明:

規格型號	LE-20(強制對流)	LC-20(自然對流)
溫度範圍	室溫+5℃~70℃	室溫+5℃~70℃
溫度精確度	±0.1℃(面板顯示)/均溫度±1~2℃	±0.1℃(面板顯示)/ 37℃ 均溫度±2℃
溫度控制	P.I.D.微電腦,雙銀幕顯示實際與設定溫度	P.I.D.微電腦,雙銀幕顯示實際與設定溫度
溫度顯示	LED 數位顯示	LED 數位顯示
感溫棒	PT-100Ω	PT-100Ω
加熱器	300W	300W
容量(L)	20L	20L
計時器	75小時/4553分	75小時/4553分
架子	1(可調整)	1(可調整)
門有透視窗	有	有
材質(內部)	SUS304(恆溫)	SUS304(恆溫)
冷卻裝置	無	無
內部尺寸 (WxDxH)	內徑尺寸:350*250*250mm	內徑尺寸:350*250*250mm
外部尺寸 (WxDxH)	外徑尺寸:440*370*475mm	外徑尺寸:440*370*475mm
重量(約)	23	23
電壓	110V/220V	110V/220V